


Set de instrumentos para trabajar disilicato de litio
Set d'instruments pour disilicate de silicium




Número de pedido
Référence

300107
O

- Set de elaboración según el mecánico dentista maestro Wolfgang Weisser para la fácil y rápida elaboración de superficies antes de aplicar la cocción final.
Set d'instruments selon maître technicien Wolfgang Weisser pour un traitement rapide et simple des surfaces avant la cuisson finale

	Contenu:	Página de catálogo
01	132221	41
02	800164	28
03	800163	28
04	800148	28
05	800137	28
06	800136	29

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

FIRMOFLEX
5' - 10000 rpm/tpm


350
220
1

122221



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain
ISO 504 + 514 + 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SPIROFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
220
1

122271

122291

122281

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation

- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos
Acryliques
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face


Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

PLEXOFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

389	390
220	220
1	1
162221	192221



doble cara
double-face


Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SEPAFLEX®
3' - 5000 rpm/tpm

402	402	402
220	220	220
1	1	20
182221	132221	1322218



doble cara
double-face


Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence




fino, anillo rojo / fin, bague rouge

POLYFLEX TRI-FLEX CIRCO-FLEX
3' - 5000 rpm/tpm

350	350	350	350
220	220	220	220
1	20	1	1
182231	1822318	182241	182251



Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear finamente
Pour la séparation et le contourage fin
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins


Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

TECHNO I

TECHNO II

3' - 5000 rpm/tpm

350
220
1

350
220
1

185221


186221

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

TECHNO III

TECHNO IV

3' - 5000 rpm/tpm

350
220
1

350
220
1

187221


188221

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge


TRANSOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm


350
220
1

772221


Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



PERFOCUT
3' - 5000 rpm/tpm

350
210
1

350
210
1

272121

272125



fino, anillo rojo / fin, bague rouge



LASERFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

377
190
1

377
220
1

151921

152221



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SENSOFFLEX

CUTFLEX

3' - 5000 rpm/tpm


379
220
1

377
220
1

662221

152211

Aplicación / Utilisation



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré



- Solo para contornear / Uniquement pour contourer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

una sola cara
face unique

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge


TOTO-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

358
220
1

358
220
1

112233

112251



fino, anillo rojo / fin, bague rouge


SUPER-FLEXIFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

356
190
1

356
220
1

121914

122214



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SUPER-FLEXIFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
190
1

355
190
3/set

355
220
1

355
220
3/set

355
220
20

121921

1219219

122221


1222219

1222218

Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos
Acryliques
- Yeso
Plâtre
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3 pcs/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

0,17 mm

0,17 mm

0,17 mm

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

FULLFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

	383 140 1	383 190 1	383 220 1
Número de pedido Référence	181461	181961	182261

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Doble diamantado para vida útil extralarga.
Double revêtement de diamant pour une durée de vie extra longue.

doble cara
double-face

0,24 mm

0,24 mm

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

ROTODISC
3' - 5000 rpm/tpm


	355 190 1	355 220 1
Número de pedido Référence	134961	135961



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

RIGIDISC

3' - 5000 rpm/tpm

321

200

1

112024

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

PERFOCUT

3' - 10000 rpm/tpm

350

190

1

355

210

1

271916

272116

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



mediano, anillo azul / standard, bague bleue

PLEXOFLEX

3' - 10000 rpm/tpm

390

220

1

162226

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré




- Cerámica
Céramique
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace



- Cerámica
Céramique
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face



grueso, anillo verde / gros, bague verte

RAPIDO-CUT

3' - 5000 rpm/tpm

324

180

1

131822

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



grueso, anillo verde / gros, bague verte

TOTO-FLEX

5' - 10000 rpm/tpm

358

358

358

358

359

220

220

220

220

220

1

3/set

20

1

1

112231

1122319

1122318

112241

212214

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

! rígido, no flexible
rigide, non flexible



grueso, anillo verde / gros, bague verte

CONO-DISC

5' - 15000 rpm/tpm

386

220

1

162211

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation



- Para separar acrílicos en la prótesis total, la técnica de termoformación y yesos
Pour séparer les acryliques dans la prothétique totale, la technique de thermoformage et le plâtre
- Para la separación de segmentos (ortodoncia)
Pour la séparation de segments (orthodontie)
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos / Acryliques
- Yeso / Plâtre
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Elaboración y contorneado de cerámicas y resinas compuestas
Finition et contourage de la céramique et des composites

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

una sola cara
face unique

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence



grueso, anillo verde / gros, bague verte

TORO-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm
345
220
1

112242




grueso, anillo verde / gros, bague verte

FLEXIFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

356	356	356
190	220	220
1	1	20

111914 112214 1122148




grueso, anillo verde / gros, bague verte

FLEXIFLEX
5' - 10000 rpm/tpm


355	355	355	355	355	355
190	190	190	220	220	220
1	3/set	20	1	3/set	20

111921 1119219 1119218 112221 1122219 1122218


Aplicación / Utilisation



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré




- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles

Tamaño grano/ Grain
ISO 504 - 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.




DOUBLE ACTION
5' - 10000 rpm/tpm
355
220
1


152231

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas
Acryliques facettes
- montado y centrado
monté et centré



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

TOP-FLEX

TOP-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

MINI-FLEX

355
190
1

355
220
1

355
090
1

141921

142221


140921

Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

doble cara
double-face



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

MINIDISC
3' - 5000 rpm/tpm

361
130
1

362
100
1

361
080
1

191321

191021F

190821F

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ Grain
ISO 494
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



MINIDISC
3' - 5000 rpm/tpm

361
130
1


191321R

362
100
1

191021FR

361
080
1


190821FR



MINI-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
090
1

140921FR



HYDROFLEX
3' - 5000 rpm/tpm


355
190
1

131961


355
190
1

131971

Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré




- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré



- Solo para acabado
Uniquement pour finition
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

Discos separadores / Disques séparateurs



Tamaño grano/ Grain

ISO 534 / 514

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

5' - 30000 rpm/tpm

371

400

20

1334018

SHARK DISCS

5' - 30000 rpm/tpm

371

400

20

1334078

5' - 50000 rpm/tpm

371

260

20

1332638

Número de pedido

Référence



Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

WHITE SHARK DISC

5' - 30000 rpm/tpm

371

400


20

1334058

Número de pedido

Référence

- Refuerzo con tejido de fibra de vidrio de ambos lados
- Bajo calentamiento del material a procesar, reducción en gran medida de la formación de polvo
- Renforcé des deux côtés par fibres de verre
- Très faible dégagement de chaleur et réduction significative de poussière



Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

TITAN SHARK DISC

5' - 20000 rpm/tpm

371

260

20

1334068

Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation




- Discos separadores reforzados con durabilidad extremadamente alta para todos los metales no preciosos

Disques renforcés pour tronçonner alliages non-précieux, durée de vie exceptionnelle



- Discos separadores reforzados para todos los metales con vida útil extremadamente larga y corte fino

Disque à tronçonner renforcé avec durée de vie très élevée et coupe fine pour tous les alliages non-précieux



- Disco de corte con larga vida útil y alto rendimiento de corte
- Para el corte y el procesamiento de titanio y acrílicos

Pour couper et travailler le titane et les acryliques

Discos cortadores de yeso / Disques plâtre


Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

MINI

PLASTER DISC
5' - 10000 rpm/tpm

MAXI


368
320
1

368
400
1

153222

154022

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo / fin, bague rouge

HIGH-TECH

PLASTRO
5' - 10000 rpm/tpm

HIGH-TECH

379
350
1

379
370
1

379
450
1

153522

153722

154522


Número de pedido
Référence

Discos cortadores de yeso / Disques plâtre

Diamante galvánico
Diamants galvaniques



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.




fino / fin

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

368	368	368	368
750	800	850	900
1	1	1	1
1575202	1680162	1685162	1590202

Número de pedido
Référence




fino / fin

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

333	333
850	850
1	1
1585232	1585242

Número de pedido
Référence



Instrumentos especiales / Instruments spéciaux

Con diamante!
Brosse diamantée!

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO / BROSE FIL D'ACIER
1' - 3000 rpm/tpm

543
220
1

60014

Número de pedido
Référence

Con diamante!
Brosse diamantée!

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

PINCEL DE ALAMBRE DE ACERO / PINCEAU FIL D'ACIER
1' - 3000 rpm/tpm

542
060
3

542
060
4/set

60037

60039

Número de pedido
Référence


Aplicación / Utilisation



- Para superficies de parciales granuladas
Pour stellites avec surface granulée
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!



- Para acabado de la superficie de parciales
Pour la finition des surfaces de stellites
- Para limpiar las superficies internas de coronas
Pour le nettoyage de l'intérieur des couronnes
- Set de 4 pzs (3 pinceles, 1 mandril)
4 pcs/set (3 broses, 1 mandrin)
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!



ISO-Nr.
330 104 ...

Nr. de figura / *Forme*


ø 1/10 mm

Envase / *Unité d'emb.*

MANDRILES / MANDRINS

603 030 12	603 050 12	603 070 12	609 023 1	610 055 1	622 045 1	622 045 12	606 050 1	606 050 5
509037	509057	509077	81000	810005	810006	810006-12	810008	810008-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



ISO-Nr.
330 104 ...

Nr. de figura / *Forme*

ø 1/10 mm

Envase / *Unité d'emb.*

REDUCTORES PM-FG RÉDUCTEURS PM-FG

602 023 3	619 023 3
505009	505208
●	●

Número de pedido
Référence

REDUCTORES 3 -> 2,35 mm RÉDUCTEURS 3 -> 2,35 mm

619 030 1
50522
●

Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide

ISO 612

Mandril Quick-Fix, amarillo / Mandrin Quick-Fix, jaune


Envase / Unité d'emb.

1


Número de pedido
Référence

810001

doble cara
double-face



doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

grueso / gros

FLEXIFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220


3 5

1122143F

1122145F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino / superfin

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220

3 5

1422213F


1422215F

Número de pedido
Référence



Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino / fin

HIGH-TECH

PLASTRO
5' - 10000 rpm/tpm

HIGH-TECH

379
350
1

379
370
1

379
450
1



1535222F

1537222F

1545222F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino / fin

SEPAFLEX®

PLEXOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm
402 402
220 220
3 5

389 389
220 220
3 5

1822213F



1822215F

1922213F

1922215F

Número de pedido
Référence

Kit Quick-Fix
Quick-Fix Set



KIT DE DISCOS DIAMANTADOS / SET DISQUES DIAMANTÉS
3' - 5000 rpm/tpm

202202F

Número de pedido
Référence



Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril
Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide

ISO 605

Mandril Quick-Fix, negro / *Mandrin Quick-Fix, noir*

Envase / *Unité d'emb.*

1

Número de pedido
Référence

810002-1

0,50 mm

Tamaño grano/ *Grain*
ISO 514
ISO-Nr.
613 900 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

SHARK DISC
5' - 10000 rpm/tpm
371
260
50

Número de pedido
Référence

132522F

0,50 mm

Kit Quick-Fix
Quick-Fix Set

KIT SHARK DISC / *SHARK DISC SET*
5' - 10000 rpm/tpm

1 Mandril + 50 Discos / *1 Mandrin + 50 disques*

Número de pedido
Référence

202206F



Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido

Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide



Un mandril para discos diamantados y discos de separación

Un mandrin pour les disques diamantés et les disques à tronçonner

ISO 605

SMART FOX mandril / SMART FOX mandrin

Envase / Unité d'emb.

rotación derecha
rotation à droite


1

810000SF

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

0,19 mm



grueso / gros

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

FLEXIFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355

220


5

1122145SF

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

0,10 mm



superfino / superfine

Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

1422215SF

Número de pedido
Référence


rotación izquierda
rotation à gauche

1

820000SF

doble cara
double-face

0,17 mm



fino / fin

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

SUPER-FLEXIFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

1222145SF

Número de pedido
Référence



