

Stahlinstrumente

Steel | Acier | Acero



Typen und Formen 65

- EN Types and shapes
- FR Types et formes
- ES Tipos y formas

Stahlinstrumente 66-67

- EN Steel instruments
- FR Instruments en acier
- ES Instrumentos de acero

Träger 67

- EN Mandrels
- FR Mandrins
- ES Mandriles

TYPEN UND FORMEN

TYPES AND SHAPES



DE	Um bei der Aufbereitung von nicht rostfreien Stahlinstrumenten im Autoklaven/Dampfsterilisator die Bildung von schwarzen Flecken/Rändern sowie Oxidationsstellen zu vermeiden, müssen diese mit einem Rostschutzspray vorbehandelt werden.
EN	These instruments should be conditioned using a rust protection spray to avoid the formation of black spots/margins or oxidation areas during preparation of non-stainless steel instruments in an autoclave/steam steriliser.
FR	Afin d'éviter la formation de taches/bordures noires ainsi que de traces de corrosion lors du traitement d'instruments non inoxydables dans l'autoclave, ces derniers doivent être préalablement traités à l'aide d'un spray de protection contre la corrosion.
ES	Para evitar la formación de manchas negras o aparición de óxido por el tratamiento de instrumentos de acero no inoxidable en autoclave/esterilizador por vapor, estos instrumentos deben tratarse previamente con un spray de protección contra la corrosión.
HYGIENE	

STAHLINSTRUMENTE
STEEL INSTRUMENTS
1
Kugelförmig (rund)

spherical (round)



Winkelstück | Right Angle


FIGURE	SHANK	REF	Ø															
1	RA	310 204 001 001	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
1	RAL	310 205 001 001					009	010	012	014	016	018	021	023				
1	RAXL	310 206 001 001								014		018		023				
US-No.			¼	½		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
APPLICATION																		

36
zylindrisch, Seite und Stirn schneidend

cylindrical, side and end cutting



Winkelstück | Right Angle


FIGURE	SHANK	REF	Ø			
36	RA	310 204 107 002	008	010	012	014
US-No.			556	557	558	559
L mm			3,6	4,2	4,5	4,8
			5	5	5	5
APPLICATION						

38
konisch, (kegelstumpfförmig)

conical, (truncated conical)



Winkelstück | Right Angle


FIGURE	SHANK	REF	Ø				
38	RA	310 204 168 002	008	010	012	016	021
US-No.			699	700	701	702	703
L mm			3,6	4,2	4,5	5,1	5,7
			5	5	5	5	5
APPLICATION							

38R
konisch, rund

conical, domed



Winkelstück | Right Angle


FIGURE	SHANK	REF	Ø		
38R	RAL	310 205 196 002	012	014	016
L mm			6,0	6,0	6,0
			5	5	5
APPLICATION					

41
Kugelförmig (rund)

spherical (round)



Winkelstück | Right Angle


FIGURE	SHANK	REF	Ø		
41	RA	310 204 001 071	014	021	023
US-No.			C	200	
			5	5	5
APPLICATION					

48

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle




FIGURE	SHANK	REF	Ø		
48	RA	310 204 243 071	010	012	014
		US-No.	242		
		L mm	4,5	4,8	5,1
			5	5	5
		APPLICATION			

9119

Zahnsteinentferner, sechskantig, lang
scaler, six sides, long



Turbine | Friction Grip



FIGURE	SHANK	REF	Ø
9119	FG	310 314 470 381	016
		US-No.	7,5
			50'000 rpm
			5
		APPLICATION	

TRÄGER MANDRELS

372RF

Reduzierhülse auf FG-Instrument
adapter sleeve on FG-instruments



Winkelstück | Right Angle



FIGURE	SHANK	REF	Ø
372RF	RA	330 204 372 434	016
			5
		APPLICATION	