


Stahlinstrumente ENDODONTIE

Steel | Acier | Acero
ENDODONTICS | ENDODONTIE | ENDODONCIA



1330- ENDO ACCESS KIT

auf Seite | on page | à la page | en la página

163

STAHLINSTRUMENTE

STEEL INSTRUMENTS

GATES

Erweiterer, Typ G, mit Führungszapfen rostfreier Stahl

enlarger, type G, with guiding tip stainless steel



Winkelstück | Right angle




FIGURE	L mm	TOT. L	SHANK	REF	Ø					
180GRF	15	28	RAL	330 205 679 336	050	070	090	110	130	150
180GRFS	15	28	RAL	330 205 679 336	Set (050 - 150)					
180GRF	19	32	RAXL	330 206 679 336	050	070	090	110	130	150
180GRFS	19	32	RAXL	330 206 679 336	Set (050 - 150)					
					6	6	6	6	6	6
APPLICATION										
ROTATION SPEED					800 - 1'200 RPM					

PEESO

Erweiterer, Typ P, mit Führungszapfen rostfreier Stahl

enlarger, type P, with guiding tip stainless steel



Winkelstück | Right angle




FIGURE	L mm	TOT. L	SHANK	REF	Ø					
183RF	15	28	RAL	330 205 682 336	070	090	110	130	150	170
183RFS	15	28	RAL	330 205 682 336	Set (070 - 170)					
183RF	19	32	RAXL	330 206 682 336	070	090	110	130	150	170
183RFS	19	32	RAXL	330 206 682 336	Set (070 - 170)					
					6	6	6	6	6	6
APPLICATION										
ROTATION SPEED					800 - 1'200 RPM					

191RF

Pulpabohrer, Typ Müller, extra lang, rostfreier Stahl

sperical bur, Müller type, extra long, stainless steel



Winkelstück | Right angle




FIGURE	L mm	SHANK	REF	Ø				
191RF	18	RAXL	330 206 698 001	100	120	140	160	180
191RFS	18	RAXL	330 206 698 001	Set (100 - 180)				
				6	6	6	6	6
APPLICATION								
ROTATION SPEED				800 - 1'200 RPM				

RADICULAR ACCESS

DE

Radikulärer Zugang

- › Eingangskanalbefund
- › Erweitern der Wurzelkanalöffnung
- › Entfernen des inneren Dentin-Wurzeldreiecks
- › Schaffung eines direkten radikulären Zugangs

FR

Accès radiculaire

- › Découverte du canal d'entrée
- › Élargissement de l'orifice du canal radiculaire
- › Suppression du triangle dentinaire interne de la racine
- › Création d'un accès radiculaire direct

EN

Radicular access

- › Entrance canal finding
- › Expanding the root canal orifice
- › Removing the internal dentin root triangle
- › Creating a direct radicular access

ES

Acceso radicular

- › Hallazgo del canal de entrada
- › Ampliación del orificio del canal radicular
- › Eliminación del triángulo radicular de la dentina interna
- › Creación de un acceso radicular directo



180GRF



183RF



191RF



HYGIENE

