


Polierer

Polishers | Polissoirs | Pulidores



Typen und Formen**86-87**

- EN Types and shapes
- FR Types et formes
- ES Tipos y formas

Anwendungsempfehlungen**88-89**

- EN Application-Guidelines
- FR Application - Lignes directrices
- ES Aplicación-Directrices

Diamantpolierer für Komposit**90-91**

- EN Diamond polishers for composite
- FR Polissoirs diamantés pour composites
- ES Pulidores diamantados para composite

Silikonpolierer für Komposit**92-93**

- EN Silicon polisher for composite
- FR Polissoirs en silicone pour composite
- ES Pulidores de silicona para composite

Polierer für Makrokompisit und Metall**94**

- EN Polishers for macro composite and metal
- FR Polissoirs pour composites macro et métaux
- ES Pulidores para macrocompuestos y metales

Universelle Silikonpolierer / Träger**95**

- EN Universal silicon polisher / Mandrel
- FR Polissoirs universels en silicone / Mandrins
- ES Pulidoras universales de silicona / Mandriles

Diamantpolierer für Keramik**96-98**

- EN Diamond polishers for ceramic
- FR Polissoirs diamantés pour céramique
- ES Pulidores diamantados para cerámica

Silikonpolierer für Keramik**99**

- EN Silicone polisher for ceramic
- FR Polissoirs en silicone pour céramique
- ES Pulidores de silicona para cerámica

Diamantpolierer für Lithiumdisilikat**100**

- EN Diamond polishers for lithium disilicate
- FR Polissoirs diamantés pour disilicate de lithium
- ES Pulidores diamantados para disilicato de litio

Diamantpolierer für Zirkonoxid**101-102**

- EN Diamond polishers for zirconium oxide
- FR Polissoirs diamantés pour l'oxyde de zirconium
- ES Pulidores diamantados para óxido de circonio

Polierer für Metall**103-104**

- EN Metal polisher
- FR Polissoirs pour métaux
- ES Pulidoras para metales

Imprägnierte Bürsten**105**

- EN Prophylaxis polishers
- FR Polissoirs de prophylaxie
- ES Pulidores de profilaxis

Einwegbürsten**105**

- EN Single-use brushes
- FR Broses à usage unique
- ES Cepillos de un solo uso

Prophylaxe Polierer**106**

- EN Impregnated brushes
- FR Broses imprégnées
- ES Cepillos impregnados

Adhäsivreste-Entferner**107**

- EN Adhesive residue removers
- FR Élimination de résidus d'adhésifs
- ES Removedores de residuos de adhesivos

TYPEN UND FORMEN

TYPES AND SHAPES

Diamantpolierer Komposit / Diamond polishers for composite / Polissoirs diamantés pour composites / Pulidores diamantados para composite**Silikonpolierer Komposit / Silicon polishers for composite / Polissoirs en silicone pour composite / Pulidores de silicona para composite****Polierer Makrokomposit & Metall / Polishers macro composite & metal / Polissoirs composites macro et métaux / Pulidores macrocompuestos y metales****Universeller Silikonpolierer / Universal silicon polisher / Polissoirs universels en silicone / Pulidoras universales de siliconae****Diamantpolierer Keramik / Diamond polishers for ceramic / Polissoirs diamantés pour céramique / Pulidores diamantados para cerámica**

Silikonpolierer Keramik / Silicone polisher for ceramic / Polissoirs en silicone pour céramique / Pulidores de silicona para cerámica



Diamantpolierer Lithiumdisilikat / Diamond polishers lithium disilicate / Polissoirs diamantés disilicate de lithium / Pulidores diamantados disilicato de litio



Diamantpolierer Zirkonoxid / Diamond polishers zirconium oxide / Polissoirs diamantés l'oxyde de zirconium / Pulidores diamantados óxido de circonio



Polierer für Metall / Metal polisher / Polissoirs pour métaux / Pulidoras para metales



Prophylaxe Polierer / Prophylaxis polishers / Polissoirs prophylaxie / Pulidores profilaxis **Imprägn. Bürsten / Impregnated brushes / Brosses imprégnées / Cepillos impregnados**




Einwegbürsten / Single-use brushes / Brosses à usage unique



Klebstoff-Entferner / Adhesive removers / Décapant d'adhésifs / Eliminador adhesivos



ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN APPLICATION-GUIDELINES




SEITE PAGE PÁGINA	90-91	92 - 94	95	96 - 98
COMPOSITE			✓	
HYBRID CERAMICS			✓	
HYBRID ENAMIC				
ACRYLICS			✓	

ZIRCONIUM REINFORCED LITHIUM DISILICATE		✓		✓
LEUCITE REINFORCED CERAMICS				
LITHIUM DISILICATE		✓	✓	✓
ZIRCONIUM OXIDE				
FELDSPAR CERAMICS			✓	
OXIDE CERAMICS			✓	

AMALGAM NON PRECIOUS ALLOY			✓	
TITANIUM				
PRECIOUS ALLOY			✓	
DIAMOND POLISHERS				

	VON JOTA EMPFOHLEN RECOMMENDED BY JOTA RECOMMANDÉ PAR JOTA RECOMENDADO POR JOTA	✓	GUT GEEIGNET WELL SUITED BIEN ADAPTÉ BIEN ADAPTADO	✓	GEEIGNET SUITABLE ADAPTÉ ADECUADO
---	--	---	---	---	--



99	100	101 - 102	103- 104	105	107
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	

					
				✓	
		✓			
				✓	
				✓	

				✓	
✓					
				✓	
					

DIAMANTPOLIERER FÜR KOMPOSIT DIAMOND POLISHERS FOR COMPOSITE



DE	Diamantpolierer der optional als Vorstufe zum JOTA EASY verwendet werden kann um noch professionellere Resultate zu erzielen. Auch als Kit 1394 erhältlich. JOTA PROFESSIONAL Base Stufe 1 - Grün: Formen und glätten 7'000 – 10'000 rpm	JOTA EASY Stufe 2 - Grau: Hochglanzpolieren 3'000 – 8'000 rpm
EN	Diamond polisher, which can be optionally used as a preliminary polishing stage prior to using JOTA EASY to produce even more professional results. Also available in the kit 1394. JOTA PROFESSIONAL Base Step 1 - Green: contouring and smoothing 7'000 – 10'000 rpm	JOTA EASY Step 2 - Grey: high-lustre polishing 3'000 – 8'000 rpm
FR	Polissoirs diamantés pouvant en option être utilisé à la place du JOTA EASY afin d'obtenir des résultats encore plus professionnels. Egalement disponible en kit 1394. JOTA PROFESSIONAL Base Étape 1 – Vert: sculpture et lissage 7'000 à 10'000 rpm	JOTA EASY Étape 2 - Gris : Brillantage 3'000 – 8'000 rpmv
ES	Pulidor de diamante que se puede utilizar de forma opcional como fase previa a JOTA EASY para obtener un resultado aún más profesional. También disponible dentro del Kit 1394. JOTA PROFESSIONAL Base Fase 1 - Verde: Contorneado y alisado 7'000 – 10'000 rpm	JOTA EASY Fase 2 - Gris: Alto brillo 3'000 – 8'000 rpm
APPLICATION & HYGIENE		
ROTATION SPEED		



9831

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9831	RA	803 204 243 502	030
		L mm	6,5
			2

9834

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9834	RA	803 204 243 502	040
		L mm	10,0
			2

9832

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9832	RA	803 204 030 502	060
		L mm	6,5
			2

9833

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9833	RA	803 204 304 502	100
		L mm	0,7
			2

9765F

OCCLUPOL
OCCLUPOL



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9765F	RA	803 204 000 502	055
		L mm	8,8
			2

9837

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9837	RA	803 204 543 503	110
9837	RA	803 204 543 503	140
		L mm	1,6
			3'000- 8'000 rpm
			2



	
DE	JOTA EASY - Einstufiger Hochleistungsdiamantpolierer für das Finieren und Hochglanzpolieren aller Komposite. Glätten 7'000 - 10'000 rpm / Polieren 3'000 - 8'000 rpm
EN	JOTA EASY - One-step high performance diamond polisher for finishing and mirror finishing of all composite. Skimming 7'000 - 10'000 rpm / Polishing 3'000 - 8'000 rpm
FR	JOTA EASY - Polissoir diamanté en une étape et à hautes performances pour la finition et le brillantage de tous composites. Lissage 7'000 - 10'000 rpm / Polissage 3'000 - 8'000 rpm
ES	JOTA EASY - Pulidor diamantado de un solo paso de alto rendimiento para el acabado y alto brillo de todos los composites. Alisado 7'000 - 10'000 rpm / Pulido 3'000 - 8'000 rpm
APPLICATION & HYGIENE	    
ROTATION SPEED	3'000 - 10'000 rpm / max. 20'000 rpm

9825

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9825	RA	803 204 243 525	030
		L mm	6,5
			2

9828

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9828	RA	803 204 243 525	040
		L mm	10,0
			2

9826

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9826	RA	803 204 030 525	060
		L mm	6,5
			2

9827

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9827	RA	803 204 304 525	100
		L mm	0,7
			2

9765M


OCCLUPOL
OCCLUPOL



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9765M	RA	803 204 000 525	055
		L mm	8,8
			2

9829


Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9829	RA	803 204 543 525	110
9829	RA	803 204 543 525	140
		L mm	1,6
			2
			3'000- 8'000 rpm

SILIKONPOLIERER FÜR KOMPOSIT SILICONE POLISHER FOR COMPOSITE



DE	Silikonpolierer › Zweistufig Silikonpoliersystem zum Glätten und Polieren von Komposit. › Hellblau: Glätten & Vorpolieren / gelb: Polieren.
EN	Silicone polishers › Two-step silicone polishing system for material smoothing and polishing of composite. › Light blue: smoothing and pre-polishing / yellow: polishing.
FR	Polissoirs en silicone › Système de polissoirs en silicone à deux étapes, pour le lissage et le brillantage du composite. › Bleu clair: lissage et pré-polissage / jaune: polissage.
ES	Pulidor siliconado › Sistema de Pulido de Cerámica de dos pasos, para pulido Inicial y pulido final. › Azul claro: pulido inicial / amarillo: pulido final.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	5'000 - 10'000 rpm / max. 20'000 rpm

9121M

Flamme
flame




Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9121M	RA	685 204 243 522	050
		L mm	10,0
			5

9122M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9122M	RA	685 204 243 522	030
		L mm	7,5
			5

9123M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9123M	RA	685 204 030 522	070
		L mm	10,0
			5

9124M

Linse
lens




Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9124M	RA	685 204 304 522	110
		L mm	2,5
			5



9121F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9121F	RA	685 204 243 512	050
		L mm	10,0
			5

9122F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9122F	RA	685 204 243 512	030
		L mm	7,5
			5

9123F

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9123F	RA	685 204 030 512	070
		L mm	10,0
			5

9124F

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9124F	RA	685 204 304 512	110
		L mm	2,5
			2



1899 - SILICON POLISHER COMPOSITE
auf Seite | on page | à la page | en la página

155

POLIERER FÜR MAKROKOMPOSIT UND METALL

POLISHERS FOR MACRO COMPOSITE AND METAL

APPLICATION & HYGIENE	   
ROTATION SPEED	7'000 rpm


9142EF

Torpedo, konisch
torpedo, conical

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9142EF	RA	652 204 297 502	030
		L mm	6,0
			5

9141EF

Torpedo, konisch
torpedo, conical

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9141EF	RA	652 204 299 502	050
		L mm	10,0
			5

9140EF

Knospe schlank
bud slender

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9140EF	RA	652 204 257 502	055
		L mm	15,0
			5

9143EF

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9143EF	RA	652 204 030 502	060
		L mm	10,0
			5

9145EF

Linse mit Ansatz
lens with collar

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9145EF	RA	652 204 310 502	100
		L mm	3,0
			5

UNIVERSELLER SILIKONPOLIERER UNIVERSAL SILICON POLISHER

APPLICATION & HYGIENE	   
ROTATION SPEED	7'000-10'000 rpm max. 20'000 rpm

9109M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

*in combination with
mandrel 303.RA.050

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9109M	UM	658 900 030 533	110
		L mm	6,4
			5

9119M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9119M	RA	658 204 243 523	030
		L mm	7,5
			5

9113M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9113M	RA	658 204 243 523	050
		L mm	10,0
			5

9114M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9114M	RA	658 204 030 523	070
		L mm	10,0
			2

TRÄGER MANDREL

303

Träger
mandrel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
303	RA	312 204 603 391	050
		L mm	5,0
			5
		Application	

9112M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9112M	RA	658 204 243 523	045
		L mm	10,0
			5

9111M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9111M	RA	658 204 243 523	055
		L mm	15,0
			5

9115M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9115M	RA	658 204 030 523	090
		L mm	8,0
			5

DIAMANTPOLIERER FÜR KERAMIK

DIAMOND POLISHERS FOR CERAMIC



DE	Diamantpolierer › Diamantpolieressystem in drei Stufen zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik. › Auch für Metalle geeignet - nach dem Arbeiten auf Metallen, den Polierer abziehen um Streifenbildung auf der Keramik zu vermeiden. › Blau: Abtragen / pink: Glätten & Vorpolieren / grau: Hochglanzpolieren.
EN	Diamond polishers › Three-step diamond polishing system for material removal, smoothing and high-lustre polishing of porcelain. › Also suitable for metals – after use on metals, clean the polishers to prevent striation marks forming on the porcelain › Blue: material removal / pink: smoothing and pre-polishing / grey: high-lustre polishing
FR	Polissoirs diamantés › Système de polissoirs diamantés à trois étapes, pour l'enlèvement de matériau, le lissage et le brillantage de la céramique. › Adaptés également pour les métaux – après l'usinage des métaux, dresser le polissoir afin d'éviter la formation de traces sur la céramique. › Bleu : enlèvement de matériau / rose : lissage et pré-polissage / gris: brillantage.
ES	Pulidor de diamante › Sistema de pulido de diamante en tres fases para la abrasión, alisado y alto brillo en cerámica › También se pueden utilizar en metal, recomendándose luego del uso en este material, que los mismos sean limpiados para evitar manchas o rayas en la cerámica › Azul "G" 1º Paso= Suavizado / Rosa "M" 2º Paso= Pulido Inicial / Gris "F" 3º Paso= Pulido de alto brillo
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	7'000 - 12'000 rpm / max. 20'000 rpm

9812G

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9812G	RA	803 204 243 534	040
		L mm	10,0
			2

9813G

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9813G	RA	803 204 030 534	060
		L mm	7,5
			2

9814G

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9814G	RA	803 204 304 534	100
		L mm	2,5
			2

9811G

NEW
PRODUCT
OCCLUPOL
OCCLUPOL



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9811G	RA	803 204 000 534	055
		L mm	8,8
			2





9805G

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9805G	RA	803 204 543 534	140
		L mm	1,6
		↺	3'000 - 8'000 rpm
		📦	2

9813M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9813M	RA	803 204 030 524	060
		L mm	7,5
		📦	2

9812M



Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9812M	RA	803 204 243 524	040
		L mm	10,0
		📦	2

9814M

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9814M	RA	803 204 304 524	100
		L mm	2,5
		📦	2

9811M



OCCLUPOL
OCCLUPOL



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9811M	RA	803 204 000 524	055
		L mm	8,8
		📦	2

9805M

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9805M	RA	803 204 543 524	140
		L mm	1,6
		↺	3'000 - 8'000 rpm
		📦	2



1399 - „3 STEP“ CERAMIC POLISHING
auf Seite I on page I à la page I en la página 157



9812F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9812F	RA	803 204 243 514	040
		L mm	10,0
			2

9813F

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9813F	RA	803 204 030 514	060
		L mm	7,5
			2

9814F

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9814F	RA	803 204 304 514	100
		L mm	2,5
			2

9811F



OCCLUPOL
OCCLUPOL



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9811F	RA	803 204 000 524	055
		L mm	8,8
			2

9805F



Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9805F	RA	803 204 543 514	140
		L mm	1,6
			3'000- 8'000 rpm
			2

SILIKONPOLIERER FÜR KERAMIK

SILICONE POLISHER FOR CERAMIC



DE	Silikonpolierer › Dreistufiges Silikonpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Polieren von Keramik. › Hellgrau: Abtragen / pink: Glätten & Vorpolieren / grau: Polieren.
EN	Silicone polishers › Three-step silicone polishing system for material removal, smoothing and polishing of porcelain. › Light grey: material removal / pink: smoothing and pre-polishing / grey: polishing.
FR	Polissoirs en silicone › Système de polissoirs en silicone à trois étapes, pour l'enlèvement de matériau, le lissage et le brillantage de la céramique. › Gris clair : enlèvement de matériau / rose : lissage et pré-polissage / gris : polissage.
ES	Pulidor siliconado › Sistema de Pulido de Cerámica de 3 pasos, para el suavizado, pulido Inicial y pulido final. › Gris Claro "G" 1º Paso = Suavizado / Rosa "M" 2º Paso= Pulido Inicial / Gris "F" 3º Paso= Pulido Final.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	7'000 - 15'000 rpm / max. 25'000 rpm



**1395 - SILICONE POLISHER
KIT FOR CERAMIC**
auf Seite I on page I
à la page I en la página

156

9133G

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9133G	RA	658 204 243 524	050
		L mm	10,0
			5

9134G

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9134G	RA	658 204 030 524	070
		L mm	10,0
			5

9133M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9133M	RA	658 204 243 514	050
		L mm	10,0
			5

9134M

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow




Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9134M	RA	658 204 030 514	070
		L mm	10,0
			5

9133F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9133F	RA	658 204 243 504	050
		L mm	10,0
			5

9134F

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9134F	RA	658 204 030 504	070
		L mm	10,0
			5



DIAMANTPOLIERER FÜR LITHIUMDISILIKAT DIAMOND POLISHERS FOR LITHIUM DISILICATE



DE	Diamantpolierer › Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Polieren von Lithiumdisilikat. › Rotbraun: Glätten & Vorpolieren / beige: Hochglanzpolieren.
EN	Diamond polishers › Two-step diamond polishing system for material removal, smoothing and gloss polishing of lithium disilicate. › Red-brown: smoothing and pre-polishing / beige: gloss polishing.
FR	Polissoirs diamantés › Système de polissoirs diamantés à deux étapes, pour l'enlèvement, le lissage et pour le lustrage de lithium-disilicate. › Brun-rouge : lissage et polissage grossier / beige : Polissage brillant.
ES	Pulidores diamantados › Sistema de pulidores diamantados de dos pasos, para remover, alisar y pulir de disilicato de litio. › Marrón rojizo: alisamiento y pulimento / beige: pulido final de alto brillo.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	7'000 - 10'000 rpm / max. 20'000 rpm




1435- LS GLOSS- DENTISTRY
auf Seite I on page I
à la page I en la página **157**



1440- LS GLOSS CHAIRSIDE KIT
auf Seite I on page I à la page I
en la página **158**

LS9871M

Flamme
flame



Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9871M	RA	803 204 243 522	040
		L mm	10,0
			2

LS9872M

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9872M	RA	803 204 030 522	060
		L mm	7,5
			2

LS9873M

Swivel
swivel




Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9873M	RA	803 204 543 522	140
		L mm	1,6
			2
			10'000 - 12'000 rpm

LS9871F

Flamme
flame




Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9871F	RA	803 204 243 512	040
		L mm	10,0
			2

LS9872F

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9872F	RA	803 204 030 512	060
		L mm	7,5
			2

LS9873F

Swivel
swivel



Winkelstück I Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
LS9873F	RA	803 204 543 512	140
		L mm	1,6
			2
			10'000 - 12'000 rpm



DIAMANTPOLIERER FÜR ZIRKONOXID DIAMOND POLISHERS FOR ZIRCONIUM OXIDE

	
DE	Diamantpolierer › Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Polieren von Zirkondioxid. › Dunkelgrün: Glätten & Vorpolieren / hellgrün: Hochglanzpolieren.
EN	Diamond polishers › Two-step diamond polishing system for material removal, smoothing and polishing of zirconium oxide. › Dark green: smoothing and pre-polishing / light green: gloss polishing.
FR	Polissoirs diamantés › Système de polissoirs diamantés à deux étapes, pour l'enlèvement, le lissage et pour le lustrage de zirconium dioxyde. › Vert foncé : lissage et polissage grossier / vert clair: polissage brillant.
ES	Pulidores diamantados › Sistema de pulidores diamantados de dos pasos, para remover, alisar y pulir el circonio dióxido. › Verde oscuro: alisamiento y pulimento / verde claro: pulido final de alto brillo.
APPLICATION & HYGIENE	    
ROTATION SPEED	7'000 - 10'000 rpm / max. 20'000 rpm

ZIR9861M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9861M	RA	803 204 243 521	040
		L mm	10,0
			2

ZIR9862M

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9862M	RA	803 204 030 521	060
		L mm	7,5
			2

ZIR9863M

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9863M	RA	803 204 543 521	140
		L mm	1,6
			2
			10'000- 12'000 rpm

ZIR9861F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9861F	RA	803 204 243 511	040
		L mm	10,0
			2

ZIR9862F

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9862F	RA	803 204 030 511	060
		L mm	7,5
			2

ZIR9863F

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
ZIR9863F	RA	803 204 543 511	140
		L mm	1,6
			2
			10'000- 12'000 rpm



1436- ZIR GLOSS- DENTISTRY

auf Seite I on page I à la page I en la página

159



1441 - ZIR GLOSS CHAIRSIDE KIT

auf Seite I on page I à la page I en la página

159

POLIERER FÜR METALL METAL POLISHER

	
DE	› Polierer zum Abtragen, Formen, Glätten und Hochglanzpolieren von Amalgam und Gold. › Schwarz (grob): Abtragen / Formen › Braun (mittel): Glätten. › Grün (fein): Hochglanzpolieren.
EN	› Polisher for removing, contouring, smoothing and high-lustre polishing of amalgam and gold. › Black (coarse): removal / contouring. › Brown (medium): smoothing. › Green (fine): high-lustre polishing.
FR	› Polissoir pour l'abrasion, la sculpture, le lissage et le brillantage de l'amalgame et de l'or. › Noir (puissant) : abrasion / sculpture. › Marron (moyen) : lissage. › Vert (fin) : brillantage.
ES	› Pulidores para la abrasión, contorneado, alisado y brillo de amalgama y oro. › Negro "G" (Gruoso)- 1ºpaso= Abrasión / contorneado. › Marrón "M" (Medio)- 2º paso= Alisado. › Verde "F" (Fino)- 3º paso= Brillo.
APPLICATION & HYGIENE	   
ROTATION SPEED	7'000 - 12'000 rpm

9501G

Flamme
flame




Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9501G	RA	653 204 243 533	030
		L mm	6,0
			5

9502G

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9502G	RA	653 204 243 533	050
		L mm	10,0
			5

9504G

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9504G	RA	653 204 030 533	060
		L mm	9,5
			5

9501M

Flamme
flame




Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9501M	RA	653 204 243 513	030
		L mm	6,0
			5

9503M

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9503M	RA	653 204 243 513	055
		L mm	16,0
			5

9504M

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9504M	RA	653 204 030 513	060
		L mm	9,5
			5

9507M

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9507M	RA	653 204 304 513	110
		L mm	3,0
			5

9150

Swivel
swivel



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9150	RA	652 204 546 503	140
		L mm	1,6
			2

9501F

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9501F	RA	653 204 243 503	030
		L mm	6,0
			5

9504F

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9504F	RA	653 204 030 503	060
		L mm	9,5
			5

9144F

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9144F	RA	652 204 030 512	085
		L mm	8,0
			5

IMPRÄGNIERTE BÜRSTEN IMPREGNATED BRUSHES

	
DE	Schleifmittelimprägnierte Bürsten › Zur Politur von Metall, Keramik und Kompositmaterialien. › Polierpaste wird nicht benötigt.
EN	Abrasive-impregnated brushes › For polishing metal, porcelain and composite materials. › Polishing paste is not required.
FR	Brossettes imprégnées d'abrasif › Pour le polissage du métal, de la céramique et des matériaux composites › Pâte à polir inutile.
ES	Cepillos impregnados de abrasivo › Para el pulido de metal, cerámica y materiales de composite. › No es necesario utilizar pasta de pulido.
APPLICATION & HYGIENE 	
ROTATION SPEED	5'000 rpm

1110

Bürste - umgekehrter Kegel
brush - inverted cone



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
1110	RA	655 204 010 504	070
		L mm	5,5
			5

1112

Bürste - zylindrisch, Stirn spitz
brush - cylindrical, end pointed



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
1112	RA	655 204 131 504	050
		L mm	6,5
			5

1111

Bürste - zylindrisch
brush - cylindrical



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
1111	RA	655 204 010 504	050
		L mm	6,5
			5

EINWEGBÜRSTEN SINGLE-USE BRUSHES

	
DE	› Bürsten in verschiedenen Härtegraden. › Die Prophylaxepolierer und Bürsten sind grundsätzlich mit einer Polierpaste zu verwenden.
EN	› Brushes in varying degrees of hardness. › The prophylaxis polishers and brushes should always be used with polishing paste.
FR	› Brossettes prophylactiques de divers degrés de dureté. › Les polissoirs prophylactiques et les brosselettes doivent impérativement être utilisés avec une pâte à polir.
ES	› Cepillos en distintos grados de dureza. › Los pulidores de profilaxis y cepillos deben ser usados siempre con pasta de pulido.
APPLICATION & HYGIENE 	
ROTATION SPEED	5'000 - 7'000 rpm / max. 10'000 rpm

1101M

Bürste - umgekehrter Kegel
brush - inverted cone



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
1101M	RA	100 204 030 000	070
		L mm	5,0
			5

1102F

Bürste - zylindrisch
brush - cylindrical



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
1102F	RA	010 204 010 001	060
		L mm	4,0
			5

PROPHYLAXE POLIERER

PROPHYLAXIS POLISHER



DE

- › Prophylaxepolierer in verschiedenen Härtegraden.
- › Die Prophylaxepolierer sind grundsätzlich mit einer Polierpaste zu verwenden.

EN

- › Prophylaxis polisher in varying degrees of hardness.
- › The prophylaxis polisher should always be used with polishing paste.

FR

- › Polissoirs prophylactiques de divers degrés de dureté.
- › Les polissoirs prophylactiques doivent impérativement être utilisés avec une pâte à polir.

ES

- › Pulidor de profilaxis en distintos grados de dureza.
- › Los pulidores de profilaxis deben ser usados siempre con pasta de pulido

APPLICATION & HYGIENE



ROTATION SPEED

5'000 rpm / max. 10'000 rpm

9991F

Flamme
flame

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9991F	RA	653 204 243 511	Ø30
		L mm	7,5
			5

9991EF

Flamme
flame

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9991EF	RA	653 204 243 501	Ø30
		L mm	7,5
			5

9993M

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9993M	RA	008 204 034 000	Ø70
		L mm	9,5
			5

9997M

Umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow

Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9997M	RA	022 204 034 491	Ø70
		L mm	10,0
			5



Adhäsivreste-Entferner

Adhesive residue removers

	
DE	Adhäsivreste-Entferner › Harte Kunstkautschuk-Matrix mit speziellen SiO₂-Körnung für das schonende Entfernen von Klebstoffresten › Keine Verletzung der Zahnschmelzoberfläche
EN	Adhesive residue removers › Hard synthetic rubber matrix with special SiO₂ grains for careful removal of adhesive residue › No damage to the tooth enamel surface
FR	Élimination de résidus d'adhésifs › Matrice dure en caoutchouc synthétique avec granules spécial de SiO₂, pour l'élimination en douceur des résidus d'adhésifs › Pas d'endommagement de la surface de l'émail
ES	Removedores de residuos de adhesivos › Matriz de caucho sintético duro con granulaciones especiales SiO₂, para una eliminación cuidadosa de los restos de adhesivo una vez que se retiran los brackets ingún daño sobre el esmalte dental
HYGIENE AND APPLICATION	
ROTATION SPEED	5'000 rpm - 7'000 rpm / max. 20'000 rpm

9360

umgekehrter Hohlkegel
inverted cone hollow



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9360	RA	635 204 030 544	060
		L mm	7,5
			5

9361

Torpedo, konisch
torpedo, conical



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9361	RA	635 204 243 544	055
		L mm	10,0
			5

9362

Linse
lens



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9362	RA	635 204 307 544	100
		L mm	0,7
			5

9363

Flamme
flame



Winkelstück | Right Angle

FIGURE	SHANK	REF	Ø
9363	RA	635 204 297 544	034
		L mm	7,5
			5